

# LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL

Fabricadas com matéria prima de altíssima qualidade, as luvas cirúrgicas Supermax possuem baixo índice de proteínas do látex, garantindo menor probabilidade de reações alérgicas. A espessura da luva cirúrgica é maior do que nas luvas de procedimentos não cirúrgico, proporcionando maior segurança ao profissional e paciente.



Indicações

Hospitais

Clínicas médicas

Clínicas odontológicas

Clínicas veterinárias

Laboratórios

Locais que necessitem de proteção do usuário contra riscos biológicos

(sangue, fluidos potencialmente contaminados), e em procedimentos invasivos em que há a necessidade de utilização de luvas estéreis.



A Supermax é uma das líderes mundiais na fabricação e comercialização de luvas de proteção. Na hora da compra, escolha a qualidade garantida das luvas de proteção Supermax.

Formato anatômico  
Esterilizadas em radiação Gama  
Com pó bioabsorvível  
Superfície com microtextura nas pontas dos dedos  
Embalados em pares  
Tamanhos 6.5 / 7.0 / 7.5 / 8.0 / 8.5



QUALIDADE MUNDIAL . LIDERANÇA NACIONAL . LINHA COMPLETA . PRONTA ENTREGA

## SUPERMAX

LUVAS  
DE  
PROTEÇÃO

[supermax-brasil.com](http://supermax-brasil.com) | 0800 600.8880



Rod. BR 277, 1355 | 82305-100 Curitiba PR